

SOP PEMERIKSAAN ASAM URAT DENGAN STIK

Pengertian	Pemeriksaan untuk menilai kadar Asam urat didalam tubuh dengan pengambilan sampel darah perifer
Tujuan	Sebagai acuan untuk mengetahui kadar Asam Urat Pasien dan sebagai data dalam menentukan diagnosa dan proses penyakit serta pengobatannya
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat <ol style="list-style-type: none"> a. Multi Check Pemeriksaan asam urat b. Blood lancet c. Kapas alcohol d. Tisu e. Strip asam urat 2. Langkah-langkah <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan b. Petugas mencuci tangan c. Dekatkan alat dengan pasien d. Pastikan alat bisa digunakan e. Pasang strip asam urat pada alat f. Desinfeksi jari pasien pada area penusukan g. Menusukkan lancet dijari tangan pasien h. Memasukkan darah pasien ke dalam strip yang telah terpasang pada alat i. Menutup area penusukan dengan kapas alcohol j. Menunggu hasilnya selama 10 detik dan membaca hasil
Tahap Pendokumentasian	Catat seluruh hasil dan tindakan dalam catatan keperawatan <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan tanda tangan - Tanggal dan jam pemeriksaan - Hasil pemeriksaan

DOKUMENTASI KEGIATAN



Melakukan pengkajian pada Tn. S



Melakukan Pemeriksaan TTV pada Tn. S



Foto jari Tn.S



Pemeriksaan Asam Urat Tn. S



Melakukan pemijatan dan ROM pada Tn.S



Mengajarkan Tn. S melakukan Kompres hangat



Asam Urat Tn.S saat implementasi hari pertama



Asam urat Tn.S saat Implementasi hari ke dua



Asam Urat Tn.S saat implementasi hari ke tiga

